

IHONÄYTTEENOTTO DIAGMMR® - TESTIIN

HUOM! Näyte tulee ottaa alkuvuikosta (ma-ke). Ilmoita saapuvasta lähetyksestä aina etukäteen näytteiden vastaanottoon: Aija Rantala p. 045 77349060.

Tarvittavat välineet:

Näyteputkilaukset, toimitusaika n. 1 viikko: Aija Rantala p. 045 77349060

- 2 mm kertakäyttöinen stanssi
- steriilit pinsetit
- steriilit sakset
- etanolia tai desinfektointiainetta ihon puhdistamiseen
- laastaria ja harsotaitoksia
- näyteputki, jossa DiagMMR-ravintoliuos
- parafilmia
- lähete

Näytteenotto:

1. Ihonäyte otetaan huoneenlämpöiseen DiagMMR-ravintoliuokseen. Ota näyteputket jääkaappisäilytyksestä huoneenlämpöön vähintään tunti ennen näytteenottoa.
2. Puhdista kynärvarren iho noin 5-10 cm päästä kynärtaipeesta etanolilla tai desinfektioaineella. Valitse ihosta kohta, jonka alla ei ole pinnallisia laskimoita näkyvissä eikä poikkeavia ihomuutoksia. **Näytteenottoalueella ei saa käyttää puudutteita!**
3. Kierrä stanssia kevyesti painaen $\frac{3}{4}$ -1 kierrosta niin, että se läpäisee ihon 2-3 mm syvyydeltä. Biopsian tulee ulottua verinahkaan asti siten, että

- biopsiakohdasta tulee pientä tihkuvuotoa. Mahdollinen veri biopsiapalassa ei häiritse analyysiä.
4. Nosta biopsiapala **steriilisti** pinseteillä näyteputkeen, jossa on DiagMMR-ravintoliuos. Jos biopsiapala ei irtoa pelkillä pinseteillä, leikkaa se tarvittaessa irti steriileillä saksilla. Jos ihonpala tarttuu ravintoliuokseen siirrettäessä kiinni pinsetteihin, voi stanssilla auttaa sitä irtoamaan.
 5. Varmista, että biopsiapala laskeutuu näyteputken pohjalle. Jos pala jää nesteen pinnalle kellumaan, pistele sitä kevyesti pinseteillä tai stanssilla niin kauan, että pala uppoaa nesteeseen.
 6. Sulje putki ja napauta putkea kevyesti muutaman kerran, että mahdolliset ilmakuplat poistuvat.
 7. Paina biopsiakohtaa harsotaitoksella ennen laastarin laittamista ja sen jälkeen 5-10 minuuttia. Näytteenotosta voi jäädä parannuttuaan pieni jälki ihoon. Joskus näytteenotosta voi tulla pieni verenpurkauma (mustelma), joka häviää itsestään.
 8. Tarkista lopuksi, että näyteputki on kunnolla suljettu, ettei putki pääse vuotamaan lähetyksen aikana. Kiedo parafilmiä korkin ympärille.
 9. Merkitse putkeen potilaan henkilötiedot tai kiinnitä putkeen tunnistetarra ja tee lähete sähköisesti. Jos käytössäsi ei ole sähköistä tilausmahdollisuutta täytä näytteen mukaan huolellisesti [Vita Laboratorioden yleislähete](#), tilattava tutkimus merkitään läheteeseen Sk-DiagMMR 12541.
 10. Näyte säilytetään näytteenoton jälkeen huoneenlämmössä eikä se saa missään vaiheessa kuivua tai jäätyä. Jääkaapissa säilytetty näyte joudutaan hylkäämään. **Näytelähetys tulee tehdä samana päivänä kuin näyte on otettu.** Ilmoita saapuvasta lähetyksestä etukäteen: Aija Rantala p. 045 77349060.
 11. Pakkaa ja lähetä näyte [erillisten ohjeiden](#) mukaan.

HUOMI NÄYTTEENOTTAJA ON VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ NÄYTE ON OTETTU OHJEIDEN MUKAISESTI JA STERIILISTI.