

Ts-PAD-5

Pahanlaatuisten tai epäilyttävien kasvainten tutkiminen.

Indikaatiot PAD-5:lla tarkoitetaan yleensä pahanlaatuisen kasvaimen takia poistettavaa laajaa leikkauspreparaattia: - syövän takia tehdyt prostatektomiat - rintarauhasen osapoisto tai mastektomia syövän tai mikrokalkkien tai muun suspektin muutoksen vuoksi ellei ole sovittu erillisestä Br-PAD-4 nimikkeen käytöstä (KL 6146) - suolistoresekatit, joissa pahanlaatuinen kasvain - kivessyöpäpreparaatit - pahanlaatuiset gynekologiset preparaattit (endometrium, cervix, munasarja kasvain)

Näyte Näyte fiksoidaan 10 % formaliiniin ja lähetetään tiiviissä suljetussa astiassa patologian laboratorioon. Formaliinia tulisi olla 3 x näytteen tilavuus fiksaation varmistamiseksi. Näytteenoton yhteydessä tehtävistä viilloista ja merkitsemisestä tulee sopia etukäteen laboratorion kanssa.

Säilytys ja lähetys Näyte pakataan huolellisesti, lähetys laboratorioon huoneen lämmössä.

Menetelmä Rutiini kudosprosessi formaliinifiksoidulle materiaalille. Lisävärjäykset tarpeen mukaan.

Patologian erikoislääkäri tutkii preparaatin makroskooppisesti, ottaa riittävän määrän kudospaloja kasvaimen ja resektiomarginaalien määrittämiseksi.

Toimitusaika 1-2 vk

Tulkinta Patologian erikoislääkärin kirjallinen lausunto. Lausunnossa määritetään tuumorityyppi, annetaan erilaistumisaste, määritetään mikroskooppiset marginaalit.

Konsultointi Patologian laboratorio puh. 09 228800 tai patologian ylilääkäri Tuula Kuukasjärvi 040 7655165