

S -HepyaAb (3950)

Katso myös [Helicobacter pylori, antigeeni \(ulosteesta\)](#).

Sisältää:

S -HepyaAb, KL 3953

S -HepyaAbG, KL 3954

Osatutkimukset voidaan myös pyytää erikseen. Infektion poissukemiseksi ei kuitenkaan suositella pelkästään IgA-vasta-aineiden tutkimista.

Indikaatiot *Helicobacter pylori* -infektion epäily. Häättöhoiton kontrolloimiseksi suositellaan ensisijaisesti ulosteen antigeenin osoitusta (F-HepyaAg)

Näyte 1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen (EIA)

Toimitusaika 2-4 työpäivää

Viitearvot S -HepyaAb alle 9 VE

S -HepyaAbG alle 9 VE

Huom! Viitearvot ja yksiköt ovat muuttuneet 4.6.2020 alkaen. Lukuarvot eivät ole vertailukelpoisia tätä ennen tehtyihin tutkimuksiin verrattuna.

Tulkinta *H. pylori* -infektio aiheuttaa yleensä sekä IgG- että IgA-luokan spesifisten vasta-ainen nousun. Onnistuneen häättöhoiton jälkeen *H. Pylori* -vasta-ainetasot laskevat vähitellen. Onnistuneeseen häättöhoitoon viittaa IgG-vasta-aineiden lasku alle puoleen alkuperäisestä tasosta 5-6 kk kuluessa häättöhoiton jälkeen. IgA-vasta-aineissa lasku ei ole yhtä säännön mukaista. Nopeammin häättöhoiton onnistuminen voidaan kontrolloida Käypähoito-suosituksen mukaisesti ulosteen antigeenitestillä F-HepyaAg (3952), joka voidaan tehdä aikaisintaan 4 viikon kuluttua häättöhoiton päättymisestä.

Alihankinta Kyllä.