

**Ts-HepyVi (4117)**

**Indikaatiot** *Helicobacter pylori* -infektion diagnostiikka.

**Näyte** Gastroskopian yhteydessä mahalaukun limakalvolta otetut biopsianäytteet kuljetetaan laboratorioon erityiskuljetusputkessa (Portagerm pylori®) tai geelikuljetusputkessa (Transpocult® tai vastaava). Hiiltä sisältävää tai täysin läpinäkymätöntä kuljetusputkea ei saa käyttää.

**Säilytys ja lähetys** Näyte lähetetään laboratorioon näytteenottopäivänä. Säilytetään jääkaapissa ennen lähetystä, lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Viljely erikoiselatusaineilla, tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen.

**Toimitusaika** Noin viikon kuluessa

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Positiivinen tulos osoittaa helikobakteeri-infektion. Negatiivinen tulos ei kuitenkaan poissulje infektiota, sillä aiempi mikrobilääkitys on saattanut estää bakteerin kasvua, tai biopsia-näyte on otettu alueelta, jossa ei ole bakteereja.

**Tekopaikka** HUSLAB

**Konsultointi** Mikrobiologian laboratorio  
Puh. 045 7734 9039