

S -HAVAbM (1602)

Indikaatiot Virushepatiittien diagnostiikka, akuutin hepatiitti A:n osoitus.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 7 vrk jääkaappilämpötilassa. Näyte voidaan lähettää huoneenlämmössä, mikäli perillä laboratoriossa seuraavana päivänä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä Elektrokemiluminometrinen (ECLIA)

Toimitusaika 1 työpäivä

Viitearvot Negatiivinen

Menetelmämuutos 8.1.2020.

Tulkinta IgM-luokan hepatiitti A-vasta-aineita ilmestyy verenkiertoon muutamia päiviä ennen kliinisten oireiden puhkeamista ja ne säilyvät koholla n. 2-4 kuukauden ajan. Poikkeuksellisesti IgM-luokan vasta-aineita on osoitettavissa jaksottain vielä vuosienkin kuluttua infektiosta, jolloin ne liittyvät samanaikaiseen transaminaasien nousuun. Hepatiitti A luokitellaan yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, josta lääkärin tulee tehdä tartuntatauti-ilmoitus.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi