

S -HBeAb (1607)**Indikaatiot** Hepatiitti B-infektion tartuntavaaran selvittäminen.**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Elektrokemiluminesenssiin perustuva immunoanalyysi (ECLIA)**Toimitusaika** 3-5 työpäivää**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Akuutissa hepatiitti B-infektiossa HBeAg-testi on aina positiivinen merkinä toisaalta viruksen lisääntymisestä ja toisaalta lisääntyneestä tartuntavaarasta. Akuutissa hepatiitti B-infektiossa HBeAg-testi on positiivinen 2-8 viikon ajan ja yleensä lyhyemmän aikaa kuin HBsAg-testi. HBeAg-testin positiivisuutta seuraa muutaman viikon sisällä vastaava HBe-vastaaainepositiivisuus. Positiivinen HBe-vasta-ainetulos merkitsee alentunutta tartuntariskiä HBsAg-positiivisella, mutta ei sulje pois täydellisesti tartuntavaaraa. HBsAg-negatiivisella ja HBeAb-positiivisella tartuntavaara on käytännössä olematon.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fiMikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi