

Ts-PAD-1 (4054)

Indikaatiot Pienten kudoksenäytteiden histologinen diagnostiikka. Nimikkeeseen kuuluvat kaikki sellaiset pienet diagnostiset kudoksenäytteet, joille ei ole omaa itsenäistä tutkimusnimikettä. Pyydettyyn tutkimukseen saa kuulua = 1 hinta käsittää eriteltyinä YKSI pienen ihokasvaimen poistonäyte (

Näyte Näyte siirretään välittömästi tiiviskorkkiseen näyteastiaan, jossa on 10% puskuroitua formaliinia.

Näytteen turhaa puristelua tai ruuhjotusta tulee välttää.

Purkissa tulee olla täydelliset henkilötiedot selkeästi merkittynä. Jos samalla kertaa otetaan useita näytteitä, tulee purkit erotella joko numeroimalla tai kirjoittamalla purkkiin ottopaikka. Lähetteessä mainittu näytemäärä tulee olla sama kuin purkkien lukumäärä.

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Kudosprosessointi, paraffiinin valu, leikkaus, värjäykset ja mikroskopointi.

Toimitusaika Noin 1 vk: 80% näytteistä vastataan 5 arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetyt näytteet vastataan 2 arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Tulkinta Patologin kirjallinen lausunto. Tekstimuotoiseen vastaukseen sisällytetään SNOMED muotoinen diagnoosi. Lausunnossa pyritään vastaamaan klinikon esittämiin kysymyksiin.

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800