

B -FV-D (4410)**Indikaatiot** Toistuvien laskimotukosten selvittely.**Näyte** 1 ml EDTA-verta.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Lähetys mahdollisimman pikaisesti, tarvittaessa säilytys jääkaapissa seuraavaan päivään.**Menetelmä** Polymeerasiketjureaktio (PCR).**Toimitusaika** noin 3 viikkoa**Tulkinta** V-Leiden mutaatio on selvä laskimotukoksen riskitekijä. Normaaliväestössä hyytymistekijämutaatio esiintyy heterotsygoottisena 3-5 %. Laskimotukospotilailla esiintyvyys on moninkertainen. Tuloksesta annetaan lausunto.**Tekopaikka** HUSLAB