

**S -C4 (2107)****Näyte** 0.5 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunoturbidimetrinen**Toimitusaika** 1-2 työpäivää**Viitearvot** 0.10 - 0.40 g/l

Menetelmä- ja viitearvomuuotos 1.12.2014.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius

Puh.040 922 5301

mikko.helenius@vita.fi