

dU-Kors-V (2130)**Indikaatiot** Cushingin oireyhtymän erotusdiagnostiikka.**Näyte** 10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsa.
Virtsamäärä merkitään läheteeseen.**Säilytys ja lähetys** Keräysastia säilytetään kylmässä koko keräyksen ajan. Virtsanäyte siirretään lisääaineettomaan virtsanäyteputkeen. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa.**Menetelmä** LC-MS/MS**Toimitusaika** 2-3 viikkoa**Viitearvot** 30-144 nmol**Tulkinta** Cushingin oireyhtymässä kortisolia erittyy virtsaan normaalia enemmän. Myös raskauden aikana tavataan kohonneita arvoja. Lyhytaikainen stressi ja seerumin kortisolipitoisuuden vuorokausivaihtelu eivät vaikuta virtsan arvoihin.**Tekopaikka** HUSLAB**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi