

Ly-HLAB27 (3075)

Indikaatiot Selkärankareuman epäily ja reaktiivista artriittia sairastavan potilaan ennusteen arviointi.

Näyte 3-4 ml (1 putki) hyvin sekoitettua EDTA-verta (lapset väh. 0.5 ml)

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä PCR.

Toimitusaika 5-7 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta HLAB27 esiintyy n. 14 %:lla suomalaisesta väestöstä. Kudosanigeeni esiintyy n. 90 %:lla selkärankareumaa sairastavista ja hiukan harvemmillä (erityisesti yersiniaininfektion jälkeen tulevaa) reaktiivista artriittia sairastavista. Antigeenin osoittaminen vahvistaa ja sen puuttuminen heikentää näiden diagnoosien epäilyä oireisilla potilailla. Pelkkä HLAB27-kudosantigeenin olemassaolo ei luonnollisestikaan ole diagnostinen.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi