

S-tGAbA (1885)

Katso myös [S -Keli-T, Keliakiatutkimus, laaja](#) ja [S -Keli-S, Keliakiatutkimus, suppea](#)

Indikaatiot Keliakian diagnostiikka.

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Fluoroentsyymi-immunometrinen

Toimitusaika 1-5 työpäivää.

Viitearvot	Normaali	alle 7	U/ml
	Lievästi koholla	7-10	U/ml
	Koholla	yli 10	U/ml

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi