

P-LD (4526), S-LD (2194)**Indikaatiot** Kudosvaurioiden osoittaminen**Näyte** 0.5 ml hemolysoitumatonta seerumia tai hepariiniplasmaa. Seerumi suositeltava näyttemateriaali. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään 2h sisällä.**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy huoneenlämpötilassa ja jääkaapissa 4 päivää. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Kineettinen fotometria, IFCC:n suositus.**Toimitusaika** 1-2 työpäivää**Viitearvot** 0-15 vrk**Tulkinta** Laktaattidehydrogenaasin kudosspesifisyys on huono, sillä sitä esiintyy monessa kudoksessa.
LD nousee kudosvaurioissa sekä pernisiöösi anemiassa, monen tuumorin yhteydessä, keuhkoemboliassa, maksataudeissa ja tulehduksissa mm.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi