

B -La (2203)**Indikaatiot** Tulehdusten osoittaminen**Näyte** Hyvin sekoitettu EDTA-putki**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy huoneenlämmössä EDTA-putkessa 24h. Säilyvyyden takaamiseksi olisi hyvä säilyttää näytettä jääkaappilämpötilassa näytteen lähettämiseen saakka.**Menetelmä** Vakuumimenetelmä.**Toimitusaika** 1 työpäivä

Viitearvot	Ikä	Naiset	Miehet
	alle 50 v	alle 20	alle 15 mm/h
	50 - 85 v	alle 30	alle 20 mm/h
	yli 85 v	alle 42	alle 30 mm/h

Tulkinta Lasko on varsin epäspesifinen koe, joka on olennaisesti riippuvainen veren hemoglobiinipitoisuudesta. Suosittelemme käytettäväksi CRP-mittausta seerumista.**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi