

-ListVi (2257)

Indikaatiot *Listeria monocytogenes* -infektion osoittaminen.

Näyte Tapauskohtaisesti synnyttäjän, vastasyntyneen tai sikiön limakalvoilta tai ulosteesta geeliä sisältävään bakteerikuljetusputkeen (esim. Coban® tai Transpocult®) tai kudospäytettä bakteerinäytteen kuljetusampulliin.

Säilytys ja lähetys Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti, mahdollisuuksien mukaan 2 vuorokauden kuluessa. Säilytys ennen kuljetusta jääkaapissa, kuljetus ympäristön lämpötilassa jäätymistä välttämällä. Mikäli näytteiden toimittaminen laboratorioon kestää kauemmin, viljelytuloksen luotettavuus saattaa kärsiä.

Menetelmä Viljely yleis- ja selektiivisillä elatusaineilla.

Toimitusaika Päivittäin. Tulokset valmistuvat märkänäytteestä 2-3 päivässä, ulosteesta löytyminen voi kestää 1-2 viikkoa.

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta *Listeria monocytogenes* ei kuulu ihmisen normaaliflooraan. Synnyttäjän tai vastasyntyneen listerialöydös on merkitsevä, mutta harvinainen vastasyntyneiden infektioiden aiheuttaja.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologian laboratorio

Puh. 045 7734 9039