

Ts-PADColo (4764)

Tutkimusnimikkeellä tarkoitetaan kolonoskopian eli paksusuolen tähytystutkimuksen yhteydessä otettujen näytteiden histologista tutkimusta.

Indikaatiot Kroonisen paksusuolitulehduksen diagnostiikka ja seuranta.

Näyte Näyte fiksoidaan välittömästi 10% formaliiniin. Poikkeavasta muutoksesta otetut palat fiksoidaan omaan purkkiin.

Suosittelavaa on laittaa purkkiin maksimillaan 3-4 kudospalaa ja eri alueet (lokalisaatiot) tulevat omiin eri purkkeihinsa. Huom! Purkit tulee merkitä suolen alueen mukaan, esim. nouseva colon, oikea puoli yms.

- Tutkimussisältö ja hinnoittelu määräytyy purkkimäärän mukaan seuraavasti:

- Ts-PadColl1: Tutkimus sisältää 1-3 näytepurkkia eri lokalisaatioista.

Korkeintaan 3-4 palaa /purkki. Yhteensä korkeintaan 12 näytepalaa.

- Ts-PadCol2: Tutkimus sisältää 4-6 purkkia eri lokalisaatioista. Korkeintaan 3-4 palaa/purkki.

- Ts-PadCol3: Tutkimus sisältää yli 6 purkkia eri lokalisaatioista.

Korkeintaan 3-4 palaa/purkki.

- Hinnoittelu perustuu tutkimuksen laajuuteen ja kudospalojen määrään, jolloin

Ts-PADColl1 (= perushinta), Ts-PADCol2 (= 2x PADColl1:n perushinta) ja Ts-PADCol3 (=3x Ts-PADColl1:n perushinta).

Säilytys ja lähetys Näyte pakataan huolellisesti, lähetys laboratorioon huoneenlämmössä.

Menetelmä Kudospessointi, paraffiinin valu, leikkaus, HE-värjäys ja mikroskopointi.

Tulkinta Patologin kirjallinen lausunto.

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800