

B -Everoli (6488)

Näyte 1 ml EDTA-verta. Miniminäytemäärä on 200 µl.
Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkitystä.

Säilytys ja lähetys Näyte lähetetään välittömästi kylmäkuljetuksena.

Menetelmä LC-MS

Toimitusaika 2-3 työpäivää

Viitearvot 3-8 µg/l

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi