

S -MorbAb (2815)

Sisältää:

S -MorbAbG, KL 4435

S -MorbAbM, KL 4434

Immunitettitutkimusta varten IgG-luokan vasta-aineet voi pyytää erikseen.

Indikaatiot Tuhkarokkoinfektion epäily tai immunitetin selvittäminen.

Näyte 1-2 ml seerumia. Tuhkarokkoepäilyssä parinäyte tarvittaessa 2-3 viikon kuluttua.

Tutkimus voidaan tehdä myös likvorista (Li-MorbAb, KL 3631). Likvor-näytteen (0.5 - 1ml) kanssa tulee lähettää aina myös samanaikaisesti otettu seeruminäyte.

Immunitettitutkimusta varten (S-MorbAbG, KL 4435) riittää yksi seeruminäyte.

Tuoreen infektion epäily tulee selkeästi merkitä esitietoihin ja tällöin käytetään tutkimuspyyntöä S-MorbAb, joka pitää sisällään IgG- ja IgM-vasta-ainetutkimukset.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunomenetelmä (EIA)

Toimitusaika 2-8 työpäivää

Tulkinta Positiivinen IgM-vasta-ainetulos merkitsee useimmiten tuoretta infektiota. Tulosten viitatessa tuoreeseen infektiin, lähetetään näyte varmistettavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Yksinään positiivinen IgG-luokan vasta-ainetulos viittaa vanhaan immunitettiin.

Likvorissa ei normaalisti ole tuhkarokkovasta-aineita.

Tuloksista annetaan aina lausunto.

Tekopaikka Huslab

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi