

-AcantVi (1808)

Indikaatiot Acanthamoeba-infektion epäily etenkin silmässä piilolinssien käyttäjillä. Acanthamoebuja voidaan löytää myös keskushermostosta tai muista kudoksista. Näytteestä kasvavat Acanthamoebat sekä etenkin keskushermostoinfektion epäilyssä Naegleriat.

Näyte Piilolinssit ja piilolinssien säilytysneste toimitetaan sellaisenaan omassa rasiassaan huoneenlämmössä laboratorioon. Muut näytteet (sarveiskalvo, likvor, kudokset) otetaan suoraan Pagen elatusliemeen, jota toimitetaan pyynnöstä. Sarveiskalvolta näyte otetaan rikkaneulalla.

Säilytys ja lähetys Näyte säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä.

Menetelmä Näyte viljellään laboratoriossa ja amebat havainnoidaan mikroskopoimalla. Kasvatusaika 10 vrk.

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tulkinta Normaalisti negatiivinen. Tuloksista annetaan lausunto.

Konsultointi Mikrobiologian laboratorio puh. 045 7734 9039
FT, mikrobiologi Taru Meri puh. 044 0185731