

S -Vet-Koh (9006)

Sisältää:

S-HBsAg
S-HBcAb
S-HBsAb
S-HCVAb
S-HIVAgAb

Indikaatiot Tutkimukset veritartunnan kohteesta. Huom! Teemme myös lähteen veritartuntatutkimusta, mutta ei päivystystutkimuksena. Lähteen näyte olisi hyvä analysoida välittömästi tapaturman satuttua päivystystutkimuksena.

Näyte 3 ml seerumia. Ensimmäinen seeruminäytteet tulee ottaa lähteestä välittömästi ja mielellään myös kohteesta samanaikaisesti. Kohteen näyte tulee toimittaa viiveettä laboratorioon. Kohteen seurantanäytteet tulisi ottaa tarvittaessa 1, 3 ja 6 kk:n kuluttua.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 14 vrk jääkaappilämpötilassa ja 7 vrk huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunoluminometrinen. Positiiviset tulokset varmistetaan tarvittaessa eri menetelmillä, joista laskutetaan erikseen.

Toimitusaika 1-2 työpäivää

Tulkinta Ks. erillistutkimukset: S-HBsAg, S-HBcAb, S-HBsAb, S-HCVAb ja S-HIVAgAb.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi