

S -Amfet

Menetelmämme määrittää myös uusia designer-huumeita ks. tulkinta.

Näyte 2 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Nestekromatografi-massaspektrometrinen

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Tulkinta Positiivisista näytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet. Menetelmä mittaa amfetamiinia, metamfetamiinia, metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA, ekstaasi), metyleenidioksiamfetamiinia (MDA), BDB, MBDB, 4-fluoriamfetamiinia, 4-fluorimetamfetamiinia, 3-fluorimetamfetamiinia, mefedronia, meta-kloorifenyylipiperatsiinia (mCPP), metyleenidioksiropyrovaleronia (MDPV), metylonia, parametoksimetamfetamiinia (PMMA), desoksipipradrolia ("Daisy"), katinonia ja metyyllifenidaattia.

Amfetamiinin enantiomeerien (D- ja L-muodot) erittely voidaan tehdä erillisestä pyynnöstä.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi