

S -MypnAb (2367)

Sisältää:

S -MypnAbG, KL 4150

S -MypnAbM, KL 4151

Osatutkimukset voi myös pyytää erikseen.

Indikaatiot *Mycoplasma pneumoniae* -infektioepäily.

Näyte 1 ml seerumia erotteluputkessa.

Pariseeruminäyte suositellaan otettavaksi 10-14 vuorokauden kuluttua I-näytteestä.

Säilytys ja lähetys Säilytys 7 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen menetelmä.

Toimitusaika 1-3 työpäivää.

Viitearvot

S -MypnAbG	alle 45	EIU	negatiivinen
	45-350	EIU	positiivinen
	yli 350	EIU	korkea positiivinen

S -MypnAbM	alle 1.1	S/CO	negatiivinen
	1.1-2.0	S/CO	matala positiivinen
	yli 2.0	S/CO	positiivinen

Tulkinta Merkitsevä IgG-vasta-ainetason nousu parinäytteiden välillä viittaa infektiin. IgM-vasta-aineet nousevat kunnolla vasta n. viikon kuluttua oireiden alusta ja saattavat jäädä koholle jopa kuukaussiksi. Reinfektiossa IgM-vaste voi jäädä kokonaan pois. Tuloksesta annetaan lausunto.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri

Puh. 044 0185731

taru.meri@vita.fi