

**U -TrisyCt (6246)**

**Indikaatiot** Käytetään positiivisen seulonta-analyysin varmistustutkimuksena. Ei sovellu lääkehoidon seurantaan.

**Näyte** 5 ml virtsaa, säilöntäaineeton putki. (miniminäytemäärä 2 ml)

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 3-5 työpäivää

**Tulkinta** Positiivisista näytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet. Menetelmä määrittää spesifisesti amitriptyliiniä, klomipramiinia, norklomipramiinia, desipramiinia, doksepiinia, nordoksepiinia, imipramiinia, maprotiliinia, klotsapiinia, opipramolia, nortriptyliiniä ja trimipramiinia.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme  
Puh. 045 7734 9010  
jukka.hurme@vita.fi