

**U -Muuntohuumeet (9090)****Indikaatiot** Uusien muuntohuumeiden käytön toteamiseen**Näyte** 5 ml kertavirtsaa**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** LC-MS/MS**Toimitusaika** 5 työpäivää**Tulkinta** Menetelmä kattaa seuraavat yhdisteet:

Stimulantit ja hallusinogeenit:

BDB, MBDB, 4-fluoriamfetamiini, 4-fluorimetamfetamiini, mefedroni, meta-kloorifenyyli-piperatsiini (mCPP), metyleenidioksi-pyrovaleroni (MDPV), metyloni, parametoksiamfetamiini (PMA), parametoksimetamfetamiini (PMMA), desoksipipradroli ("Daisy"), katinoni, 3-fluorimetkatinoni, 4-metyyliamfetamiini, Bromodragonfly ja MDMA (ekstaasi).

Synteettiset kannabinoidit:

AB-PINACA, 5-fluoro-AB-PINACA, ADP-PINACA, AKB-48, 5-fluoro-AKB-48, AB-CHMINACA, MAM-2201, JWH-018, JWH-019, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-200, JWH-250, JWH-203, JWH-210, AM-2201, RCS-4, PB-22, 5-fluoro-PB-22, UR-144 ja XLR-11.

Vastauksessa ilmoitetaan todetut yhdisteet.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer&Kollegen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fiLL Jukka Hurme  
Puh. 045 7734 9010  
jukka.hurme@vita.fi