

## U

**Indikaatiot** Lääkeaineiden käytön toteamiseen.

**Näyte** 5 ml virtsaa

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.

**Menetelmä** LC/MS, GC/MS

**Toimitusaika** 9 työpäivää

**Tulkinta** Näytteestä tutkitaan seuraavat aineet tai niiden aineenvaihduntatuotteet:

Rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet:

-Bentsodiatsepiinit: mm. diatsepaami, nordiatsepaami, tematsepaami, oksatsepaami, klooridatsepoksidi, alpratsolaami, klonatsepaami, flunitratsepaami, loratsepaami, midatsolaami, nitratsepaami, triatsolaami, flunitratsepaami, fenatsepaami  
- Unilääkkeinä käytettävät nk. z-lääkkeet: tsopikloni, tsolpideemi ja tsaleploni

Masennuslääkkeet:

- Trisykliset antidepressantit (amitriptyliini, klomipramiini, desipramiini, doksepiini, imipramiini, maprotiliini, mianseriini, nortriptyliini ja trimipramiini)  
-mm. sitalopraami, mirtatsapiini, venlafaksiini

Neuroleptit:

-mm. ketiapiini, klotsapiini, olantsapiini, levomepromatsiini, klooriprotikseeni

Vastauksessa ilmoitetaan todetut yhdisteet kvalitatiivisesti.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer&Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi