

S -IgD (1670)

Indikaatiot IgD-myelooman diagnostiikka ja seuranta

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 48 h jääkaapissa. Kylmälähetys, mikäli näyte perillä laboratoriossa vuorokauden kuluessa, muuten pakastettuna.

Menetelmä Immunoturbidimetrinen

Toimitusaika 1-2 työpäivää

Viitearvot alle 132.1 mg/l

Tulkinta IgD-pitoisuus nousee voimakkaasti IgD-myeloomassa. Pienet muutokset IgD:n pitoisuudessa eivät ole kliinisesti merkittäviä.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi