

S -Klooridiatsepoksidi (1882)

Vastauksessa ilmoitetaan sekä klooridiatsepoksidin että aktiivisten aineenvaihduntatuotteiden nordiatsepaamin ja oksatsepaamin pitoisuudet.

Indikaatiot Klooridiatsepoksidihoidon seuranta tai aineen väärinkäytön toteaminen.

Näyte 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC/MS

Toimitusaika 5 työpäivää

Viitearvot 2.3 - 6.7 $\mu\text{mol/l}$

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi