

S- DS4 (12312)

Tutkimuspaketti sisältää seuraavat analyysit:

- Amfetamiini(S -Amfet-O, KL 2999)
- Bentsodiatsepiinit (S -Bendi-O, KL 3672)
- Kannabis (S -Canna-O)
- Opiaatit (S -Opiaa-O)

Indikaatiot Äskettäisen huumeidenkäytön selvittely.

Näyte 3 ml seerumia (eroteltu)

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Huumeseulonta: Entsyymi-immunologinen
Varmistukset: LC-MS/MS

Akkreditoidut menetelmät.

Positiiviset seulontatulokset varmistetaan massaspektrometrisesti akkreditoidussa alihankintalaboratoriossa. Varmistustuloksen perusteella Vitassa laaditaan lausunto.

Toimitusaika 1-2 työpäivää. Varmistustutkimus 3-5 työpäivää.

Tulkinta Seulontatutkimus on immunologinen, joten ristireaktio esim. tiettyjen lääkeaineiden kanssa on mahdollinen. Tämän vuoksi positiivinen seulontatulos on aina varmistettava. Varmistustutkimukset laskutetaan erikseen.

Varmistetusta positiivisesta testituloksesta annamme lausunnon, jonka kirjoittaa huumausainetestaukseen perehtynyt lääkäri (Medical Review Officer, MRO) tai kemisti.

Huumaus- ja lääkeaineiden toteamisajat verinäytteestä vaihtelevat. Siihen vaikuttavat mm. se, mikä aine on kyseessä, milloin ja millä tavalla aine on otettu sekä yksilölliset aineenvaihduntaominaisuudet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL, MRO, Jukka Hurme
p. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi