

-GcVi (1506)**Indikaatiot** Tippuriepäily.**Näyte** Näyte otetaan steriilillä pumpulitikulla, joka laitetaan bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen (esim. Transpocult® tai vastaava). Miehillä näyte otetaan uretrasta ja tarvittaessa myös rectumin limakalvolta, naisilla lisäksi kohdunkaulan kanavasta. Potilas ei saa virtsata 2:een tuntiin ennen genitaalinäytteen ottoa ja spekulun liukasteena saa käyttää vain vettä. Gc-näyte on otettava ennen klamydianäytettä. Näyte voidaan ottaa myös nielusta ja vastasyntyneillä silmän sidekalvolta.**Säilytys ja lähetys** Gonokokki säilyy erittäin huonosti, vain noin vuorokauden näytteenotosta. Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä (ei jääkaappisäilytystä!).**Menetelmä** Viljely erikoiselatusaineilla. *N. gonorrhoeae* -kantojen tunnistus ja herkkyysmääritykset.**Toimitusaika** 2-4 työpäivää**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Normaalisti negatiivinen, positiivinen tulos on aina merkitsevä löydös. Lukuisista virhelähteistä (liian pitkään säilytetty näyte, kylmyys, desinfiointiaineet, mikrobilääkitys) johtuen väärät negatiiviset tulokset ovat mahdollisia. Myös nukleiinihapon osoitusta -GcNhO (KL 1723) voidaan käyttää. Viljely on aina tarpeen, jos potilaan oireet ovat rajut, tauti on saatu ulkomailta tai kyseessä on prostituoitu tai taudin kantaja. Vain viljelyn yhteydessä voidaan tehdä herkkyysmääritys.**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi** Sairaalamikrobiologi Natalie Happonen
puh. 043 201 3434
sposti: natalie.happonen@vita.fiMikrobiologian laboratorio
Puh. 045 7734 9039