

S-EMAbG (4391)

Indikaatiot Keliakian diagnostiikka. IgG-luokan vasta-aineiden tutkimista suositellaan ainoastaan epäiltäessä keliakiaa IgA-puutteisilla. Katso [Keliakiatutkimus, laaja](#)

Näyte 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Epäsuora immunofluoresenssi (IF)

Toimitusaika 1-5 työpäivää, riippuen näytteen jatkotitrauksesta.

Viitearvot titteri alle 10

Tulkinta Katso [Keliakiatutkimus, laaja](#)

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi