

dU-IgLc (1681)**Sisältää:**

dU-IgLcK, KL 3832

dU-IgLcL, KL 3833

Indikaatiot Myelooman diagnostiikka ja hoidon seuranta.**Näyte** 10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa.
Keräyksen aikana virtsa on säilytettävä kylmässä. Virtsanäte siirretään
lisäaineettomaan virtsanäyteputkeen. Virtsamäärä merkitään läheteeseen.**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunonefelometrinen.**Toimitusaika** 3-5 työpäivää