

S-IgA-Sc (3735)

Osatutkimukset: S-IgA1 ja S-IgA2

Näyte 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Nefelometrinen**Toimitusaika** 7 työpäivää**Viitearvot**S-IgA1:
alle 2v: 0.01 - 1.15
2 - 3v: 0.03 - 1.20
3 - 4v: 0.07 - 1.32
4 - 5v: 0.11 - 1.43
5 - 6v: 0.23 - 1.75
6 - 13v: 0.33 - 2.04
13 - 19v: 0.47 - 2.49
yli 19v: 0.60 - 2.94S-IgA2:
alle 2v: 0.01 - 0.19
2 - 4v: 0.01 - 0.23
4 - 5v: 0.01 - 0.25
5 - 9v: 0.02 - 0.33
9 - 13v: 0.02 - 0.37
13 - 19v: 0.04 - 0.50
yli 19v: 0.06 - 0.61**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi