

-BorrNhO (4202), Li-BorrNhO (6143)

Indikaatiot Borrelian osoittaminen borrelioosiepäilyssä.

Näyte Näyte otetaan steriiliin putkeen.

Nivel- tai selkäydinneste: 0,5 ml.

Koepala: noin 3mm halkaisijaltaan oleva koepala steriilissä putkessa, johon on lisätty steriiliä keittosuolaa palan kuivumisen estämiseksi.

Säilytys ja lähetys Näytteen säilytys ja lähetys + 4oC.

Menetelmä Polymeraasiketjureaktio (PCR)

Toimitusaika 4 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi