

-ToxoNho (1730)**Indikaatiot** Toksoplasmainfektioepäily**Näyte** Nestemmäiset näytteet tedaspuhtaassa muoviputkessa tai -purkissa:
BAL-näyte: 5 ml
Likvornäyte: 0.5-1 ml
Lapsivesinäyte: 5-10 ml
Verinäyte: 5 ml kokoverta EDTA-putkessa. Huom! Seerumi- ja plasmanäytteet eivät sovi näytteeksi.

Kudospalanäytteet:

Noin kuutiomillimetrin kudospala tehdaspuhtaassa muoviputkessa. Putkeen lisätään hieman keittosuolaliuosta näytteen kuivumisen estämiseksi.

Säilytys ja lähetys Jääkaappisäilytys 1-3 vrk. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. HUOM! BAL-, lapsivesi- ja kokoverinäytteistä ei saa pakastaa.**Menetelmä** Polymeraasiketjureaktio (PCR)**Toimitusaika** 5 päivää**Tulkinta** Normaalisti negatiivinen**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi