

P -Mitotan (6039)**Indikaatiot** Lysodren-lääkityksen seuranta**Näyte** 3 ml EDTA- tai Li-hepariini plasmaa.

Näyte sentrifugoidaan 30 min kuluessa näytteenotosta. Analyysiin toimitetaan eroteltu plasma.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** GC-MS**Toimitusaika** 6-8 työpäivää**Viitearvot** 14 - 20 mg/L**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi