

S -Levofloksasiini

Levofloksasiinihoidossa seerumin huippupitoisuus saavutetaan noin tunnin kuluessa suun kautta tapahtuneen annostelun jälkeen. Eliminaation puoliintumisaika on noin 6-10 tuntia.

Indikaatit Levofloksasiinihoidon seuranta

Näyte 2 ml seerumia.

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS

Toimitusaika 5-8 työpäivää

Viitearvot Huippupitoisuus noin 10 -20 mg/l.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi