

fS-Bkarot (3927)

Näyte 1 ml paastoseerumia. Näyte on suojattava valolta.

Säilytys ja lähetys Lähetys huoneenlämmössä, mikäli perillä laboratoriossa vuorokauden kuluessa, muuten pakastettuna.

Menetelmä Nestekromatografinen (HPLC)

Toimitusaika 2-6 työpäivää

Viitearvot 279 - 2325 nmol/l

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi