

**S -ParoAb (2633)****Sisältää:**

S -ParoAbG, KL 1772

S -ParoAbM, KL 1914

Immunitetitutkimusta varten IgG-luokan vasta-aineet voi pyytää erikseen.

**Indikaatiot** Sikotaudin epäily, immunitetin selvittäminen.**Näyte** 1-2 ml seerumia. Sikotautiepäilyssä parinäyte tarvittaessa 2-3 viikon kuluttua.

Tutkimus voidaan tehdä myös likvorista (Li-ParoAb, KL 1915). Likvor-näytteen (0.5 - 1ml) kanssa tulee lähettää aina myös samanaikaisesti otettu seeruminäyte.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunomenetelmä (EIA).**Toimitusaika** 2-8 työpäivää**Tulkinta** Positiiviset IgM-luokan vasta-aineet viittaavat tuoreeseen sikotauti-infektioon, IgG-luokan vasta-aineet vanhaan immunitettiin. Tuloksesta annetaan lausunto.**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi