

S -KaakaoE (f93), IgE-vasta-aineet (7063)**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunofluorometrinen**Toimitusaika** 1-3 työpäivää**Viitearvot** alle 0.35 kU/l**Tulkinta** Ks. [Allergeeni, IgE vasta-aineet, yksittäiset allergeenit](#)**Tekopaikka** LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen