

**dU-Prot (2513), S -Prot (2516), U -Prot (2519)****Indikaatiot** Elimistön nestetasapainon ja proteiiniaineenvaihdunnan selvittäminen**Näyte** 0.5 ml seerumia.

5 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa tai kertavirtsaa.  
Vuorokausikeräyksen aikana virtsa on säilytettävä kylmässä. Virtsanäte siirretään lisääaineettomaan virtsanäyteputkeen. Virtsamäärä merkitään läheteeseen.

**Säilytys ja lähetys** Seerumi ja virtsa: Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** S -Prot Fotometrinen.  
dU-Prot Immunoturbidimetrinen.**Toimitusaika** 1-8 työpäivää

<b>Viitearvot</b>	S -Prot Aikuiset	62-78	g/l
	Lapset, alle 30 vrk	43-75	g/l
	1-12 kk	52-73	g/l
	13 kk-6 v	60-78	g/l
	7-12 v	60-84	g/l
	13-16 v	65-86	g/l
	17 v	60-85	g/l
U -Prot	alle 150	mg/l	
dU-Prot	alle 100	mg/vrk	

dU-Prot viitearvomuuotos 3.12.2014

**Tulkinta** Alentuneet proteiinipitoisuudet liittyvät usein elimistön nesteylimäärään, proteiinimenetyksiin tai heikkoon proteiinituotantoon maksassa.**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh.040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi