

S -TDIE (7146)**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunofluorometrinen**Toimitusaika** 1-3 työpäivää**Viitearvot** alle 0.35 kU/l**Tulkinta** Ks. [Allergeeni, IgE vasta-aineet, yksittäiset allergeenit](#)**Tekopaikka** LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi