

**S -Pumpule (7151)****Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä**Menetelmä** Immunofluorometrinen**Toimitusaika** 1-3 työpäivää**Viitearvot** alle 0.35 kU/l**Tulkinta** Ks. [Allergeeni, IgE vasta-aineet, yksittäiset allergeenit](#)**Tekopaikka** LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen