

**S**

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille: 7015 Koivu (t3), 7009 Timotei(g6), 7024 Pujo (w6), 7039 Kissan hilse (e1), 7040 Koiran hilse (e5), 7033 Hevosen hilse (e3), 7105 Kotipölypunkki *Dermatophagoides pteronyssinus*(d1), 7121 Home *Cladosporium herbarum* (m2)

**Näyte** 1 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Immunofluorometrinen

**Toimitusaika** 1-3 työpäivää

**Viitearvot** alle 0.35 kU/l