

S -Hein1Er (7156)

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille: Koiranheinä (g3), Nurminata (g4), Englannin raiheinä (g5), Timotei (g6), Niittynurmikka (g8)

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l

Tekopaikka LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen