

S -Hein3Er (7158)

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille: Tuoksusimake (g1), Englanninraiheinä (g5), Timotei (g6), Ruis (g12), Karvainen mesiheinä (g13)

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l