

S -Kala2Er (7170)

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille:

7101 S -TurskaE (kala) (F3)

7064 S -KatkarE (F24)

7095 S -SinsimE (F37)

7100 S -TonnikE (F40)

7069 S -LohiE (F41)

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l

Tekopaikka LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen