

S -Ruok5Er (7172)

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille: 7078 Munanvalkuainen (f1), 7072 Maito (f2), 7101 Kala (turska) (f3), 7102 Vehnä (f4), 7070 Maapähkinä (f13), 7096 Soijapapu (f14).

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l