

S -Home2Er (7182)

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille: Pencillium chrysogenum (P.notatum)(m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria alternata (m6), Setomelanomma rostrata (m8).

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l