

S -Home4Er (7184)

Erittelytutkimuksessa (Er-) tehdään ensin ryhmätutkimus. Mikäli tulos on positiivinen määritetään automaattisesti IgE-vasta-aineet seuraaville allergeeneille: *Aspergillus fumigatus* (m3), *Aspergillus niger* (m207), *Aspergillus terreus* (m36), *Aspergillus flavus* (m228).

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l