

S -Desf6Ry (7187)

Sisältää: Etyleenioksidi (k78), Ftaalihappoanhydridi (k79),
Formaldehydi/formaliini (k80), Kloramiini T (k85).

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l

Tekopaikka LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen